



# YRT- 1000

UNIDAD DE REFRACCIÓN


PESO APROXIMADO	190 Kg.
CONSUMO MÁXIMO	1500W
LAMPARA ILUMINACIÓN LED	220V 5W 2700K
SALIDA VOLTAJE 1º INSTRUMENTO	6 o 12 VCA REGULABLE
SALIDA VOLTAJE 2º INSTRUMENTO	220VCA
SALIDA AUXILIAR	220VCA



SELLO DISTRIBUIDOR

# YRT- 1000

UNIDAD DE REFRACCIÓN





Iluminación LED orientable y regulable desde el panel de control.



Brazo de foróptero compensado con frenado automático.



Sillón abatible 145° (opcional)  
Rota 360° en posición normal.



Bloqueo de seguridad del deslizamiento del tablero.



Reposabrazos plegables.




Panel de control intuitivo.



Atril (opcional)



Reposapiés plegables.



Cajonera auxiliar (opcional),  
para lentes de pruebas.

